

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий врачом ГАУЗ РБ  
Стоматологическая поликлиника №9 г.Уфа  
Ю. Байкова  
«\_\_\_» мая 2020 г.



## АЛГОРИТМ

Дезинфекции и утилизации содержимого транспортировочного контейнера после оказания неотложной стоматологической помощи маломобильным пациентам, находящимся на самоизоляции на дому (контактные) в период распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID -19 в ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №9 г. Уфа

1. По возвращению в поликлинику с багажника машины разгружают пакеты с отходами и медицинская сестра, включённая в бригаду по обслуживанию вызова, проводит дальнейшую дезинфекцию и утилизацию.
2. В поликлинике медицинская сестра проводит медицинскую обработку рук с мылом, затем спиртосодержащим кожным антисептиком. Надевает маску, шапочку, перчатки и одноразовый халат. И начинает проводить дезинфекцию использованных инструментов, СИЗов и отходов, с последующей утилизацией.
3. Из транспортировочного контейнера вынимается карпульный шприц, снимается карпула, помещается игла в деструктор для игл, канюля иглы от карпульного шприца помещается в непрокальваемый, промаркированный контейнер класса «В» с дезинфицирующим раствором 1% Триосепт-Люкс для дезинфекции и утилизации одноразовых изделий. Инструменты погружают в специально выделенную емкость №1 для дезинфекции инструментария 0,5% раствор Триосепт-Люкс на 30 минут. Транспортировочный контейнер помещают в другую емкость №2 с дезинфицирующим раствором 0,5% Триосепт-Люкс на 30 минут.
4. По истечению 30 минут транспортировочный контейнер вынимается, ополаскивается под проточной водой, просушивается. В самом контейнере для дезинфекции инструментов, медицинская сестра щеткой моет каждый инструмент и перекладывает в контейнер №2 для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария 0.5% раствор Триосепт-Люкс на 30 минут. Далее медицинская сестра проводит очистку инструментария согласно инструкции поэтапно.
4. Два промаркированных красных пакета с отходами класса «В», выворачивая

содержимое пакетов на изнанку, и сами пакеты медицинская сестра помещает в промаркированный красный бак в дезинфицирующем растворе 1% Триосепт-Люкс на 30 минут.

6. После дезинфекции отходов класса «В» медицинская сестра вынимает красный пакет с дырками и перекладывает в другой промаркированный красный бак для транспортировки отходов класса «В», закрывает крышкой и относит в специально выделенное помещение в комнату для хранения отходов с последующей утилизацией. Отходы перед вывозом взвешивают, мед.сестра делает записи в журнале для отходов. Перекладывает отходы в другой красный промаркированный пакет класса «В», завязывает и отправляет на утилизацию с организацией, занимающейся утилизацией отходов данного класса (ООО УГРС).

7. Промаркированный красный бак класса «В» обрабатывается ветошью, смоченной в 1% растворе Триосепт-Люкс, с внутренней и наружной стороны бака на 30 минут. Затем промывается водой, сушится.

8. Проводится генеральная уборка помещения согласно инструкции

8. Медицинская сестра снимает спецодежду, сбрасывает в промаркированный желтый (контейнер с пакетом в дырочках) отходы класса «Б» с дезинфицирующим раствором 1% Триосепт-Люкс, утопляет и закрывает крышкой на 30 минут.

10. Проводят гигиеническую обработку рук. Проводится смена спецодежды.